## Fiche technique Sac ZIP stérile





#### **CARACTERISTIQUES:**

**NOM:** SACS D'ECHANTILLONNAGE ATL FERM.ZIP FERM.ZIP

**RÉFÉRENCE:** 40122

**CONDITIONNEMENT:** 1 000 sous sachets de 100

**DIMENSIONS:** I 180 x L 250 mm

MATIÈRE: PEBD

**ZONE DE MARQUAGE:** Oui

**EPAISSEUR:** 60 μm

**FERMETURE:** Zip Lock

POIDS BRUT: 5.25 KG

**POIDS NET:** 5.03 KG

STÉRILITÉ: lonisé

#### Informations présentes sur le sac :

NOM:

**ECHANTILLON:** 

PLAT TEMOIN:

NUMERO DE LOT:

DATE:

LIEU DE PRELEVEMENT:



# Pour acheter vos plats témoins, Scannez le QR CODE!

## Fiche technique Sac ZIP propre





#### **CARACTERISTIQUES:**

**NOM:** SACHET MINIGRIP EN PE

**RÉFÉRENCE:** 40121

**CONDITIONNEMENT:** 1 000 sous sachets de 100

**DIMENSIONS:** I 180 x L 150 mm

MATIÈRE: PEBD

**ZONE DE MARQUAGE:** Non

**EPAISSEUR:** 60 μm

**FERMETURE:** Zip Lock

**POIDS BRUT:** 0.4 KG

**POIDS NET:** 0.35 KG

STÉRILITÉ: Non

### Informations présentes sur le sac :

Aucunes informations présentes sur le sac ZIP propre



# Pour acheter vos plats témoins, Scannez le QR CODE!

Pour tout renseignements, rendez-vous sur notre onglet: Faire son plat témoin Le site les-plats-temoins.com appartient au cabinet HySeQua

N° de SIRET: 502 732 316